

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

SYSTEM MOCOWANIA PŁATA CZASZKI:

Zaciski do płata kostnego typu Craniofix o średnicy 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, system zapakowany ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, sterylne, z otworem na drenaż, pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk, konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora, kompatybilne z posiadanym przez szpital aplikatorem firmy Aesculap.

Ilość – 144 sztuki

Zadanie 2

NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE, NIEWCHŁANIALNE DO OPERACJI NACZYNIOWYCH:

Z JEDNĄ IGLĄ

Lp	grubość nici	długość nici	wielkość igły	krzywizna igły	przekrój igły	ilość sasz.
1	3-0	75 cm	22 mm	1/2 koła	okrągła	96

Z DWIEMA IGLAMI OKRĄGLYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE

2	3-0	90 cm	26 mm	1/2 koła	dwie igły cc	120
3	4-0	90 cm	17 mm	1/2 koła	dwie igły okrągłe	300
4	5-0	90 cm	16 mm	1/2 koła	dwie igły okrągłe	120
5	5-0	90 cm	17 mm	1/2 koła	dwie igły cc	540
6	5-0	75 cm	13 mm	1/2 koła	dwie igły cc	204
7	5-0	90 cm	17 mm	1/2 koła	dwie igły okrągłe, czarne	72
8	6-0	60 cm	13 mm	1/2 koła	dwie igły cc	468
9	7-0	60 cm	11 mm	3/8 koła	dwie igły cc	24

Zadanie 3

GĄBKA LECZNICZA:

Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombominą ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie, dostępna w rozmiarach 9,5x4,8cm; 4,8x4,8cm; oraz 3x2,5cm.

Ilość:

- 20 sztuk w rozmiarza 9,5x4,8cm;

- 10 sztuk w rozmiarze 4,8x4,8 cm;

- 35 sztuk w rozmiarze 3x2,5cm;

Zadanie 4

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE W CHIRURGII, NEUROCHIRURGII:

Nici odbarczające zapobiegające rozjęściu się rany pooperacyjnej – powlekany drut z dwoma odciążającymi płytkami powlekanymi polietylenem

Lp.	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek
1.	1,3 mm	90 cm	2 x 100 mm	2 x 3/8 koła	Dwie odwrotnie tnące	116

Materiał syntetyczny niewchłaniający wykonany z poliuretanu do uzupełniania ubytków opony twardej:

	Nazwa	wielkość	ilość szt.
2	Sztuczna opona twarda	6 cm x 8 cm	Opakowanie = 1 szt. – 9 op.
3	Sztuczna opona twarda	1,5 cm x 3 cm	Opakowanie = 2 szt. – 7 op
4	Sztuczna opona twarda	4 cm x 5 cm	Opakowanie = 2 szt. – 8 op.
5	Sztuczna opona twarda	2 cm x 10 cm	Opakowanie = 2 szt. – 5op.

1.