



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
OPORZECZANIA
KARMIEŃIA
PIERŚM



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, dn. 27.03.2019r.

AG.Z.2150.5.3.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty **na dostawę biometru optycznego** wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści biometr optyczny o poniższych parametrach:

- zakres i metoda pomiarowa mocy rogówki – zakres: od 5,0 do 11,0mm, metoda: PLA-CIDO ring,
- zakres i metoda pomiarowa wielkości źrenicy – zakres: od 1,5 do 13,0mm, metoda: analiza wideo
- zakres pomiarowy długości gałki: długość gałki ocznej od 14 do 40mm (co 0,01mm),
- zakres pomiarowy grubości soczewki: grubość soczewki od 0,5 do 6,0mm (co 0,01mm),
- zakres pomiarowy White to White: W to W: od 7,0 do 16,0mm,
- zakres pomiarowy głębokości komory: głębokość komory: od 1,5 do 7,0mm
- zakres pomiarowy grubości soczewki: grubość soczewki: od 0,5 do 6,0mm,
- pomiar gęstej-dojrzałej zaćmy – poprzez możliwość podłączenia głowicy USG, za pomocą Bluetooth,
- formuły kalkulacyjne: SRK-T, Holladay 1, Hoffer Q, HAIGIS optimized formuła, HAIGIS standard formuła Showa,
- dodatkowe formuły kalkulacyjne: Shamas PL, Double K, OKULLX(RT), EASY IOL (RT),
- manualne i automatyczne naprowadzanie i wyzwalanie pomiarów,
- manualne naprowadzanie i wyzwalanie za pomocą joysticka oraz systemu przycisków (góra-dół, lewo-prawo) znajdujących się na ekranie,
- możliwość wydruku od 4szt do 8szt jednocześnie przykładów kalkulacji soczewki,
- regulacja podbródka za pomocą 2 przycisków góra-dół znajdujących się na podstawie aparatu,
- przycisk PACKING – umożliwiający automatyczne ustawienie aparatu do pozycji transportowej (obniżona maksymalnie i wycentrowana głowica aparatu),
- monitor regulowany, dotykowy TFT LCD kolorowy, min.10,4cali,
- system samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC,
- możliwość pomiaru następujących parametrów: długość gałki ocznej, głębokość komory, grubość soczewki, pachymetria, keratometria, topografia, wielkość źrenicy, White to White,
- wbudowana drukarka termiczna
- źródło światła: laser swept source
- śledzenie oczu: 3D”

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek

Odpowiedź:

Nie.